



## ClinCal® - Calibrator

Serum Calibrator Set lyophilised / Serum-Kalibrator-Set lyophilisiert

FOR TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS / TRIZYKLISCHE ANTIDEPRESSIVA

### Intended use:

ClinCal® Serum Calibrators are used for calibration of the analysis-system. These lyophilised calibrators are based on human serum and are available as a calibrator set with 4 levels, including a blank. After reconstitution the calibrators have to be prepared like patient samples in one series of analyses.

### Reconstitution:

Add exactly 1.0 ml of HPLC-water to the vial and mix for 15 min. When all material is dissolved, the solution is ready to use.

### Storage and stability:

This product will be stable until the expiration date when stored unopened at 2 - 8 °C.

### Zweckbestimmung:

ClinCal® Serum-Kalibratoren dienen zur Kalibrierung des Analysensystems. Es handelt sich um lyophilisierte Kalibratoren auf Humanserumbasis. Diese sind als 4-Punkt-Kalibrator-Set inkl. Leerwert erhältlich. Nach Rekonstitution werden die Kalibratoren analog zu den Patientenproben in einer Analysenserie aufgearbeitet.

### Rekonstitution:

Zum Inhalt eines Fläschchens werden exakt 1.0 ml HPLC-Wasser gegeben und die Lösung unter gelegentlichem Umschwenken für ca. 15 Minuten stehen gelassen. Nach erneuter sorgfältiger Durchmischung kann die Lösung verwendet werden.

### Lagerung und Haltbarkeit:

Dieses Produkt ist bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum stabil, wenn es ungeöffnet bei 2 - 8 °C gelagert wird.

After reconstitution the stability of the analytes is:

- 1 day when stored at 15 - 30 °C
- 7 days when stored at 2 - 8 °C
- 90 days when stored below -18 °C (avoid repeated freezing and thawing)

### Notes:

The concentrations of the analytes are chosen in a way that a linear calibration curve can be generated over a suitable range of concentration. According to quality assurance all ClinCal® Calibrators have to pass strict quality control procedures during manufacturing. RECIPE guarantees the same stability and constitution for each vial of one lot. The variation of the filling volume (CV) is < 1 %. The average residual moisture of this lot is 1.01 %.

### Mean values:

The mean values have been established at RECIPE, according to the Guideline of the German Medical Association on Quality Assurance (Rili-BAEK), with statistical methods.

### Pack size:

ClinCal® Serum Calibrator Set  
Level 0 - 3  
4 x 1 x 1 ml, order no.: MS9113

### Precautions:

The human serum which was used for manufacturing the calibrators was tested for the following infectious markers and found negative: HIV1/2- and HCV-antibodies, Hepatitis B-surface antigen, HIV- and HCV-RNA, HBV-DNA (NAT). Nevertheless, the serum calibrators should be considered as potentially infectious and treated with appropriate care.

### Sollwerte:

Die Sollwerte wurden von RECIPE entsprechend der Richtlinie der Deutschen Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung (Rili-BÄK) mit statistischen Methoden ermittelt.

### Packungsgröße:

ClinCal® Serum-Kalibrator-Set  
Level 0 - 3  
4 x 1 x 1 ml, Best.-Nr.: MS9113

### Vorsichtsmaßnahmen:

Das zur Herstellung der Kalibratoren verwendete Humanserum wurde auf folgende Infektionsmarker untersucht und für negativ befunden: HIV1/2- und HCV-Antikörper, Hepatitis B-Oberflächenantigen, HIV- und HCV-RNA, HBV-DNA (NAT). Unabhängig davon sollten alle verwendeten Kalibratorseren als potentiell infektiös angesehen und mit angemessener Sorgfalt behandelt werden.

# ClinCal® - Calibrator

Serum Calibrator Set

Serum-Kalibrator-Set

REF

MS9113

LOT

1308

EX

2021-07

## Level 0

This blank-level was manufactured from the same pool of human serum like the others, but it was not spiked with any Tricyclic Antidepressant. /

Dieser Leerwert-Kalibrator wurde aus dem gleichen Serumpool hergestellt wie die anderen drei Kalibratoren. Es wurden aber keine Trizyklischen Antidepressiva zugesetzt.

## Mean values / Sollwerte:

Analyte / Analyt	Level 1 in µg/l	Level 2 in µg/l	Level 3 in µg/l	Level 1 in nmol/l	Level 2 in nmol/l	Level 3 in nmol/l
Amitriptyline / Amitriptylin	15.6	103	316	56.2	371	1139
Clomipramine / Clomipramin	19.6	136	407	62.2	433	1293
Clozapine / Clozapin	60.4	432	1274	185	1321	3899
Desipramine / Desipramin	17.2	117	363	64.4	441	1364
Doxepin	13.9	91.1	274	49.6	326	979
Imipramine / Imipramin	17.0	117	362	60.7	417	1291
Maprotiline / Maprotilin	22.2	145	442	80.1	522	1594
Norclomipramine / Norclomipramin	22.4	150	458	74.5	498	1523
Norclozapine / Norclozapin	46.4	318	952	148	1017	3043
Nordoxepin	14.1	97.4	301	53.3	367	1133
Normaprotiline / Normaprotilin	33.4	230	737	127	872	2797
Nortrimipramine / Nortrimipramin	12.7	83.1	253	45.2	297	902
Nortriptyline / Nortriptylin	17.1	117	357	64.8	443	1354
Protriptyline / Protriptylin	15.1	102	315	57.2	386	1197
Trimipramine / Trimipramin	17.0	117	360	57.9	398	1224

## Method of Analysis / Analysenmethode: LC-MS/MS

RECIPE                    CHEMICALS + INSTRUMENTS GmbH  
Dessauerstr. 3            D-80992 Munich / Germany  
Tel.: +49 / 89 / 54 70 81 - 0    Fax: +49 / 89 / 54 70 81 - 11  
Internet: www.recipe.de            e-mail: info@recipe.de

