



## Solutions for Clinical Diagnostics

RECIPE gehört zu den führenden Herstellern von IVD-Testkits für klinische HPLC und LC-MS/MS Systeme. Mit sicheren und innovativen Produkten sind wir ein zuverlässiger Partner für Laboratorien in Deutschland und in über 60 Ländern weltweit. Um auch weiterhin erfolgreich in einem hochregulierten Markt wachsen zu können, bauen wir auf kompetente und motivierte Mitarbeiter.

Verstärken Sie unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

## Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w) als Allrounder in der Buchhaltung /Buchhaltungsfachkraft (m/w)

Wir bieten ein interessantes Aufgabenspektrum in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen. Sie erwartet ein angenehmes Arbeitsumfeld, eine kollegiale Unternehmenskultur und ein leistungsgerechtes Gehalt.

### Ihre Aufgaben:

- Bankbuchungen und Abwicklung von Zahlläufen und Mahnwesen
- Bearbeitung von Eingangsrechnungen
- Kassenbuchung
- Mitarbeit bei Monats- und Jahresabschlüssen
- Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen
- Stammdatenpflege und Vertragsbearbeitung
- Unterstützung bei der Abstimmung von Personalangelegenheiten, Erstellung von Gehaltsabrechnungen
- Diverse kaufmännische Aufgaben nach Anweisung

### Ihr Profil:

- Betriebswirtschaftlicher Hochschulabschluss oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung
- Analytisches Denkvermögen sowie eine präzise und strukturierte Arbeitsweise
- Fundierte MS-Office Kenntnisse
- Sicherer Umgang mit ERP-Systemen und Buchhaltungsprogrammen (z.B. KHK)
- Sie sind aufgeschlossen, engagiert und arbeiten gerne im Team

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie an einer abwechslungsreichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Unternehmen interessiert sind, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres möglichen Eintrittstermins:

Per email: [wolfram@recipe.de](mailto:wolfram@recipe.de) (als PDF)

Oder per Post: Herrn Dr. Gernot Wolfram  
RECIPE Chemicals + Instruments GmbH  
Dessauerstraße 3, 80992 München